

# BIO-BLUE PFS

Solución Oftálmica de Azul de Tripano

**LAS MEJORES OPCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y EL CONTROL QUE NECESITA EN CIRUGÍA OFTÁLMICA.**

**Bio-Blue es una solución estéril de azul de tripano (0,06% W/V), una solución intraocular biocompatible para uso intraocular como complemento de la cirugía oftálmica y de cataratas.**



## INDICACIONES

- Bio-Blue es un agente de tinción de tejido selectivo de máxima pureza, indicado para teñir la cápsula anterior del cristalino y mejorar la seguridad durante la capsulorhexis anterior en cataratas maduras.

<b>Presentación</b>	1 jeringa desechable precargada de vidrio BD luer-lock de 1,0 ml con cánula. La jeringa viene en un blíster de grado médico para garantizar la seguridad y protección. Con cada jeringa se proporciona una cánula 27G estéril de un solo uso.
<b>Contenido</b>	1.0ml – cada ml contiene 0.06% W/V de solución oftálmica de azul de tripano
<b>Dosis</b>	Según indicación del médico
<b>Materia prima</b>	Azul de tripano (0.06% W/V), cloruro de sodio y base acuosa de tampón
<b>pH</b>	Entre 6.8 – 7.6
<b>Vida útil</b>	3 años desde la fecha de fabricación
<b>Almacenamiento</b>	Almacenar entre 2°C y 35°C. Mantener alejado de la luz solar.
<b>Certificado</b>	Marca CE2460

biotech

access to innovation