

BIO VISION

Anillos de tensión capsular (CTR)



VENTAJAS

Los anillos de tensión capsular (CTR)...

- ... mejoran la seguridad y la eficacia durante la facoemulsificación y la implantación de la IOL en la cámara posterior.
- ... previenen la hernia vítrea y mantienen el contorno circular del saco capsular en caso de debilidad zonular.
- ... tienden a reducir el descentramiento de las lentes, lo que mejora la visión y da soporte adicional al implante.
- ... pueden inhibir la proliferación y migración de células epiteliales, reduciendo así las posibilidades de opacificación de la cápsula.

Modelos	Disponible en 3 modelos: CTR11, CTR12, CTR13 (transparente y azul)
Material	PMMA (transparente / de color azul)
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> → Catarata subluxada → Diálisis zonular → Miopía alta
Contraindicaciones	<ul style="list-style-type: none"> → Rotura de la cápsula posterior → División de capsulorrexis anterior (desgarro)
Certificado	Marca CE2460

MODELOS

	CTR11	CTR12	CTR13
Diámetro total	11.0 mm	12.0 mm	13.0 mm
Diámetro de inserción	9.7 mm	10.4 mm	11.4 mm
Agujeros	2	2	2

biotech
access to innovation