

# RETRACTORES DE IRIS

El retractor de iris consiste en un gancho flexible hecho de monofilamento de polipropileno azul brillante que reduce el trauma del iris, y un tapón de silicona ajustable, que proporciona un agarre superior y permite ajustar el tamaño de la pupila.

## INDICACIONES



- El retractor de iris flexible permite la dilatación mecánica de la pupila cuando no se puede conseguir de forma farmacológica.
- Es una alternativa simple, segura y rápida para reducir el tiempo quirúrgico.
- El retractor de iris flexible estira y retiene el iris para una visibilidad máxima durante los procedimientos quirúrgicos como la cirugía por facoemulsificación o la cirugía vitreorretiniana.
- Puede usarse con seguridad en ojos afáquicos, pseudofáquicos y fáquicos.

<b>Presentación</b>	Caja de 5 retractores de iris desechables. Normalmente se requieren cuatro (4) retractores de iris para obtener la dilatación adecuada del iris. Se proporcionan estériles (esterilizados con óxido de etileno).
<b>Certificado</b>	Marca CE2460

biotech  
access to innovation