



EYECRYL SERT

LENTE MONOFOCAL AVANZADA HIDROFÓBICA PRECARGADA (EDOF)


Eyecryl Sert es una LIO esférica hidrofóbica precargada "Natural Yellow". Una nueva lente monofocal avanzada (EDOF).

El sistema precargado es fácil de usar y ofrece varios beneficios, como mantener la máxima esterilidad de la lente, desde la fábrica hasta la implantación.



- Disfotopsias minimizadas, comparables a las LIO monofocales
- La profundidad de enfoque ampliada facilita la visión intermedia
- Compatible con MICS (incisión de 2.2mm) para reducir el SIA
- Implantación con una sola mano con control del inyector tipo tornillo, lo mejor de ambos mundos
- Cromóforo amarillo natural que proporciona protección a la retina contra la luz violeta-azul dañina
- Diseñado para una rápida adaptación neuronal
- Visión continua de lejos a intermedia
- Independencia de las gafas para visión intermedia

FICHA TÉCNICA EYECRYL SERT

| PRODUCTO | EYECRYL SERT |
|--|--|
| MODELO | PLHFD6 |
| MATERIAL | Acrílico hidrofóbico con cromóforo amarillo natural |
| TIPO DE ÓPTICA | Una sola pieza, borde cuadrado de 360° con óptica esférica |
| TAMAÑO DE LA ÓPTICA | 6.00 mm |
| TAMAÑO GENERAL | 13.00 mm |
| ANGULACIÓN | 0° |
| ACD | 5.28 |
| ÍNDICE DE REFRACCIÓN | 1.524 |
| RANGO DIÓPTRICO | +7.00 D a +30.0 D (con pasos de 0.5 D) |
| RANGO DIÓPTRICO EXTENDIDO* *disponible sólo bajo pedido | 0.00 D a +6.5 D* (con pasos de 0.5 D) y +30.5 D a +40.0 D* (con pasos de 0.5 D) |
| LUGAR DE IMPLANTACIÓN | Saco capsular |
| SISTEMA DE SUMINISTRO | Sistema de suministro precargado |
| ESTERILIZACIÓN | EO |
| CONSTANTES | <p>Para acceder a la ficha técnica completa, por favor escanee el código QR:</p>  |

*