



# OPTIFLEX GENESIS COMFORT NY

LENTE INTRAOCULAR MONOFOCAL  
HIDROFÓBICA PRECARGADA



**Optiflex GENESIS Comfort NY** es una IOL esférica hidrofóbica precargada amarillo natural..

El sistema precargado es fácil de usar y ofrece varios beneficios, como mantener la máxima esterilidad de la lente desde la fábrica hasta la implantación.



- El primer inyector de tornillo que permite la cirugía con una sola mano para un control completo
- Incisión de 2.2mm
- Presión de inyección reducida en un ratio de 4:1
- Inyección ergonómica de la IOL
- Entrega en el saco sin la manipulación del cirujano

## FICHA TÉCNICA OPTIFLEX GENESIS COMFORT NY

<b>MODELO</b>	LMFA6
<b>MATERIAL</b>	Hidrofóbico amarillo natural
<b>TIPO DE ÓPTICA</b>	Una sola pieza, borde cuadrado de 360° con óptica esférica
<b>TAMAÑO DE LA ÓPTICA</b>	6.00 mm
<b>TAMAÑO GENERAL</b>	13.00 mm
<b>ANGULACIÓN</b>	0°
<b>ACD</b>	5.28
<b>ÍNDICE DE REFRACCIÓN</b>	1.524
<b>RANGO DIÓPTRICO</b>	+5.0 D a +30.0 D (con pasos de 0.5 D)
<b>LUGAR DE IMPLANTACIÓN</b>	Saco capsular
<b>FECHA CADUCIDAD</b>	4 años desde fecha de fabricación
<b>ESTERILIZACIÓN</b>	EO
<b>FABRICADO EN</b>	Irlanda
<b>CONSTANTES</b>	<p>Para acceder a la ficha técnica completa, por favor escanee el código QR:</p> 

También disponible en versión no-precargada:

## OPTIFLEX GENESIS

