



EYECRYL SERT

LENTE MONOFOCAL AVANZADA
HIDROFÓBICA PRECARGADA (EDOF)

Eyecryl Sert es una LIO esférica hidrofóbica precargada "Natural Yellow". Una nueva lente monofocal avanzada (EDOF).

El sistema precargado es fácil de usar y ofrece varios beneficios, como mantener la máxima esterilidad de la lente, desde la fábrica hasta la implantación.

También está disponible en versión tórica.



- Diftopsias minimizadas, comparables a las LIO monofocales
- La profundidad de enfoque ampliada facilita la visión intermedia
- Compatible con MICS (incisión de 2.2mm) para reducir el SIA
- Implantación con una sola mano con control del inyector tipo tornillo, lo mejor de ambos mundos
- Cromóforo amarillo natural que proporciona protección a la retina contra la luz violeta-azul dañina
- Diseñado para una rápida adaptación neuronal
- Visión continua de lejos a intermedia
- Independencia de las gafas para visión intermedia

FICHA TÉCNICA EYECRYL SERT + EYECRYL SERT TORIC

PRODUCTO	EYECRYL SERT EYECRYL SERT TORIC	
MODELO	PLHFD6	PLHFD6T
MATERIAL	Acrílico hidrofóbico con cromóforo amarillo natural	
TIPO DE ÓPTICA	Una sola pieza, borde cuadrado de 360° con óptica esférica	
TAMAÑO DE LA ÓPTICA	6.00 mm	
TAMAÑO GENERAL	13.00 mm	
ANGULACIÓN	0°	
ACD	5.28	
ÍNDICE DE REFRACCIÓN	1.524	
RANGO DIÓPTRICO	+10.00 D a +30.0 D (con pasos de 0.5 D)	
RANGO DIÓPTRICO EXTENDIDO* *disponible sólo bajo pedido	0.00 D a +9.5 D* (con pasos de 0.5 D) y +30.5 D a +40.0 D* (con pasos de 0.5 D)	
RANGO PODER CILÍNDRICO EYECRYL SERT TORIC (PLHFD6T)	1.00 D a 1.50 D (con pasos de 0.5 D) y 1.50 D a 6.0 D (con pasos de 0.75 D)	
RANGO PODER CILÍNDRICO EXTENDIDO* EYECRYL SERT TORIC (PLHFD6T) *disponible sólo bajo pedido	6.75 D a 15.00 D* (con pasos de 0.75 D)	
LUGAR DE IMPLANTACIÓN	Saco capsular	
SISTEMA DE SUMINISTRO	Sistema de suministro precargado	
ESTERILIZACIÓN	EO	
CONSTANTES	<p>Para acceder a la ficha técnica completa, por favor escanee el código QR:</p> 	

